


# RACK 1 CYL LAB



- Gass-sylinder festesystem
- vegg~~POS=TRUNC montert~~POS=HEADCOMP
- Egnert for en sylinder
- Laget av aluminium

Laboratorier og analyse

## Domains of applications

### Designed for:

L50 og M20 komprimert gassflaske

## Highlights

**Montasjeplate:** Produsert i korrosjonsbestandig aluminium. Platen monteres på vegg eller i kjøretøy og utgjør en stabil støtteflate for flasken.


**Sylinderstrap:** Slitesterkt spennbånd med enkel låsemekanisme som fikserer flasken mot platen. Båndet er justerbart for å passe ulike flaskediameterer.

# Dimensions

Length (L) : 160 mm

Height (H) : 205 mm

Depth (D) : 50 mm



# Products

Product Number	Short Designation	Material
19176	FLASKEHOLDER 1 FL MED STRIPER	Aluminium

# Options

Product Number	Long designation
19179	BELT (Spare-Parts) for Bracket fixe Cylinder B50 or B20

# Spare parts

Product Number	SP Number	Long designation
19176	19179	BELT (Spare-Parts) for Bracket fixe Cylinder B50 or B20